arrela

品名

クッションマッサージ めぐり

32 (4)

MGR8120

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。 ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

で使用前に必ずお読みください。

この確は、本鉄品をお買い上げいただきまして、誰にありがとうございます。

この配表財務権は、本製品の是利上の注意及び書き専項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説用書きよくお読みいただか。基金が超さらないよう。配置内容に 従って差しくお使いください、また、お読みになった後も、必要なときにいつでも関べられるよう。すぐに取り出せる 場形へ大切に保着してください。

なお、本製品の連携使用時間は15分です。(機関の連携使用によって例を帯びた部品を冷却し、依轄を防止するため、また、機器を未及くご使用いただくため、連続性指揮。約1時間は本製品を休ませてください。) 参加筋の複数は個く使じます。

INDEX

魔金のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各窓の名所

使用方法

使用例

使用上の注意 お手入れ方法など 数限かな?と思う前に

安全のために、必ずお守りください。

取扱影明書の警告及び注意内容は、危険の皮合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点摘を行ってください。

A FE

調った取り扱いをすると、例仁や重備を負う可能 你がある内容です。

▲ 注單

減った取り強いをすると、軽傷を負ったり、物的 機害が発生する可能性がある内容です。

整理示の重義

● 必ず様示に扱って ください。

〇元対に行わないで ください。

O SHELDING ください。

普重をして ください。

李曹記録の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、存社としまして は一切の責任を負いかねますのでご了無ください。また、本書記載の警告及び注意事項に装当すると思われる場合 は本製品の使用はそず、ただちに表社カスタマーサービス調へお問い合わせください。


●長ページには安全にご告用いただくための注重点も記載しております。内容を十分ご問題のよ。ご告用ください。

使用上の警告・注意事項



- 本製品は一般電流製でッサージ書です。銀行に異様様 として使用しないでください。目だ、浄典の目的以外で は使用しないでください。
- 直接要様にあたる部位には使用しないでください。☆ ガモ基準の表を利が高ります。
- 楽製品予養道コードの上に高ったり、乗ったり参与書い たり、重理にかを受けるご使用の決はおやめください。 職権の破職を暴力を取益を引き終こと家畜に有ります。
- 本情の子を際には無好に手・足などを入れないでく ださい、ナガラ事権の恐れがモリデア。
- 事業員は1入用です。関係に2人以上でご使用に 成らないでください。ケガや音楽のおそれが無ります。
- 食子様には使用させないでください。 無論者の方はお子県が本製品を選択として配用し ないよう十分で連進ください。また、動物などをお近 **うけにならないようご注意ください。**
- 安全のため、飲食品などを身に利けたままさの使用は 恥封にしないでください。ケガネ事故のおされがありま す。油膏部位に前身温をつけて使用しないでください。
- 機関カバーを外した帆撃。使れた状態で使用しないで ください。質問カバーが確れた場合に受用を中止し、 **妻子に母親などせず。 向たカスタマーサービス研究と 急値事ください。**
- 無力治療器と開発に使用しないでください。低分が 限くなるなど体質不良を超さすまそれがあります。
- 理気がする時、また、確切ながらの使用はおやらく ださい。単編を引き返こす際収が無り質す。
- 本製品を使用する前には、必ず保護ルバー、カバーが わていないかと可能ください。また、これでいるよう は、本製品を参加せず、雰囲カスタマーサービス研究で 企業者ください。
- 小さなお子様には本根基の上で運動をない、通び上に **着らせないよう十分ご注意ください。**
- 申 ACアダプターは、指定された対量の専門ACアダプター を使用してください。 質なるアダプラー の価値は、火茶 **治無機の調整ななり方式。**







マッキージは15分以上しないさください。また同じ思位 へ3分以上マッケージしないさください。身体へ必要以 との影響を与え、運動場となるおそれがあります。



- ヒーター介書は「Sが以上しないでください、無さを無じ」 なくても、価値を付着になるおそれがあります。
- 国際からマッサージを聞じられている方は、本国品を告 悪しない下ください。
 - **多屬美國的,計畫連絡是《建下明確以來亦有數符》為此**
- 医原の治療を受けている方や、下記に原言する方は、4. ず選挙に捕獲の上、その指示に従ってください。
 - 中の一支メーカーなどの理論発展の自動を提びます。同時の 概念が包括の概念を使用している方。
 - **●製作にゅぶつ (数40) 心気外方。**
 - 自治療に発見のあるな
 - **电影演集电影影响的多名**
 - 会社会が明める別定所又は出自日本の方。
 - ■教育をおけるようを表現をないよう(金) 信用機会があるる。 **使用维密的表面表**。
 - 由連續に前頭の形名を、
 - **国安徽和高级公司各位。**
 - 學等數可以可以上(特殊用)。均含。
 - (4) 重要機能能性(せん(後)無限,2000,2000を行う。 初期が発揮し
 - **倒さ、影響していまとす。**
 - ●中国によう(国)から人、せきつい(中国)の音楽、れんざ月回日。 高部ななど、集合 [e-3 /m / m/s] 東部です。
 - 争なが悪いているだ。
 - 自分つて液体を受けたところ。また疾病薬へ使用する方。
 - ■東京(管理)に選挙のそみ方。及は関連が近初に関がっている。
 - 事件人しょう (動物) 許ら方。
 - ■その例、製御機能で連修用なる。
 - ■上記以外に身体に重常を前にている方。
- ★ 他地中・使用機に無分が重くなったり、毛まいがする。● **値が重しくなったなど、海色に黒津を感じたとをは置す** 佐使用を参加し国際にご相談ください。
- 春 農食の事業治な方は、最ず介置の方の付き無いのよう 書見してください。
- ビーター解除事業を持てなるなが、他に触過すない方は、 世界しないでください。
- しばらく世後して毛動車が痛れない場合は、高声文は事 門面に傾動してください。
- 全てのコードは事情に懸乱しないようは、正して無難して 而控制证。

▲ 注意



事業基準のでは要素が変更したがない。

日本連合で要用してください。



- 会社員的には、各別を2、タイマーが正常な作品するか。 確認してください、本製品に重用や報道など異常が発育 された場合には、世界しないでください。
- 事務がアダプターのコードは、有じれを示さいて使用・ 価値をしてください。

警告・注意



のさなお子様や、取扱管理書の内容が準備できない方が本一人で長春に触れ、関った使用をしないように十分で注意ください。終った操作以事故の演伝になります。





本務品をテレビやラジオの近くでで使用されますと、テ レビの重晶やラジオの食声にノイズ(爆食)が入ります。 その間には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから 重れた場所へ移動させてください。



- 個材目光やストープなどの火気・無気の近くや、浴室など道能の高い場所での使用・損害はしないでください。
- はこりの多い場所での使用・個質はしないぞください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

▲ 學告



- 使用時以外は意思なくアダフターをコンセントから強い で保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、 特に小さなお子様が原子の触ることのないよう。必要に めにも細信事を施してください。また、血刺目光が単たる 暗熱や高温・多温な場所には骨管しないでください。
- お多入れの前には、事内スにアダプターキョンセントから並いてください、機能のおそれがあります。
- 事件・対層品などは、認識の使用に支撑のないように弾 浄にし、運動の少ないところに整理・保管をしてください。

A 注意



- 長部関係者され、単び使用される場合は、半着の警告及び注重量明を同同数な上、最適が正常に、かつ、安全に作動することをご確認ください。
- コード目はおじれをほどいて保管してください。



本製品を美額にわたりで使用いただくため。定期的に汚れ事を試さとってください。その製、シンナーや養養の強い表別でのお手入れはお避けください。



電動機器の警告事項

- 本製品はAC100V電源を使用します -

A 登集



- ご使用機はあず電信かのFFになっているが確認してい ただき、専用 ACアダプターをコンセントから終いてくだ かい。
- ご使用にならない物や。雷が辿りだしたときには、原用 ACアグララーをコンセントから扱いてください。前限や 部官・選擇・除失の預因になります。



- 伸慢の時には虚ちに使制を申止し、最適をロドチにして 専用人Cアデブターをコンセントから扱いてください。
- 専用ACアダプターは最後まで確実に達し込んでください。誰し込みがゆるんでいると必需・シェート・開火の重 間になります。




- 第四かりの代以下・3 5 で以上の状態では使用しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の実化も早起ます。
- 本駅系にタオルや毛布などそかけた状態で通知させないでください。放発や鉄火の原樹になります。
- 本製品を水変をは他の途便に渡したりしないでください。 また。お具品層などの運賃・運気の多い場所での使用・ 展置はしないでください。首階や確信・運信・発火の原 関になります。





- 第 コンセントから専門ACアダプターを扱き速しする時には、絶対に遅れた手で貼ったり、コードを引っ替ったりしないで、必ず専用ACアダプター事像をつかんでコンセントから抜いてください。また、コードやブラグが備んだり、使し込みがゆるんで状態の変更でのご使用はおやめください。使用や略問・運電・同火の運動になります。
- 疾病中及び使制の寒雪・微雪の際には、寒雨スピアダプターのコードの上に重量物や本拠品が能らないようにで注意ください。薬薬や短略・研火の原因になります。
- 健管の数。等用ACアダプターユードを専用ACアダプター本体や製品本体に強く表きつけたりしないでください。新館や協助・野火の製図になります。
- 本製品を果下学校派させて登掃した場合。絶対に使用し、 ないで算起カスタマーサービス様にご連鳴ください。
- ACアダプターは、専用ACアダプター以外は使わない でください。窓見された付用の専用ACアダプターを使用 してください。







● 本職品の分解・改画は行めないでください。本職品が推 能した場合、専用ACアダプターが表現した場合には、事 手に無理などせず、助金販売元(無社カスタマーサーゼ ス値) にご連絡ください。無社以外での修準は行むない でください。

- ●使用しても効果が現れないときは、医師又は専門家にき相談ください。
- 参方一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス確定でご相談ください。
- ●お買い上げ日より1年を過ぎた製品は、有償にて点検サービスも行っております。
- ◆本製品を開業するとさは、お住まいの各自治体の指導にしたがって処分してください。
- ●この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。針矢された場合、再列行はお翌けしかわることがあります。

各部の名称

棚包をあけましたら電源を入れる餘に、必ず付薦品が揃っているかご健認ください。

■ 事 体



■ 操作部



電調ボタン

電源ボタンを押すともみ玉のランフが顔色に点灯し、 マッサージが開始されます。

もう一度電源ボタンを押すとヒーターがONとなり ランブが赤色に点灯します。

再度電源ボタンを押すと電源OFFとなります。

ヒーター「切」もみ玉のランプが異色に点灯します。 ヒーター[人]:もみ玉のランブが赤色に点灯します。

■ 特長と効果・効能について

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用、一般家庭で使用すること。

- ●疲労回復 ●血行促造
- ●筋肉のコリ・疲れをほぐす ●神経痛・筋肉痛の疑利

特 長

- ●クッション部のもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- ●もみ玉にはヒーター機能(人肌程度)を内蔵しています。
- ●約15分で自動停止するオートオフタイマーを内蔵しています。

使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。

】 本体に専用ACアダプターのプラグをつなぎます

まっすぐ根元までしっかり差し込んでください。








mere had AND DESCRIPTION OF SHIPPERSON ではインコルの会社

本醫品付屬的專用 ACアダプター型 外を使用しないで ください。故障や 無理。理問。 発火の 原因になります。

2 専用ACアダプターを家翻用コンセントに差し込みます

専用ACアダプターをコンセントに乗し込んでください。





3 マッサージを開始します



[電源ボタン]を押す



もみ压が緑色に点灯し、マッサージを開始します。 ※この時点で15分タイマーが作動します。







ヒーターが作動し、もみまが赤色に点灯します。 ヒーターは人派程度に選まり、マッサージをアシストします。



【電源ポタン】を押す



もみ玉のランプが消灯し、マッサージを終了します。 マッサージ終了後は、専門ACアダプターをコンセントから抜いてください。

オートオブ機能について

開始後 15 分解過すると、自動的にマッサージが停止します。



- 側見機 16分銀過すると推動タイマーが保難し、直動的にマッサージが使止します。
- マッケージは注意出土しないでください。また、恵は配館へ3分出土マッケージしないでください。 身体へ必要は上の問題を与え、避免国となる恐れがあります。
- モータ→ロックによって安全計算が置いた場合は、いった人業過程の作品して、1分割直接ってから其前重算をDNだいてください。





- ●マッサージをする際には、本体を 落としたときにけがをしないよう 十分注意して使用してください。
- ●使用側以外のマッサージは行わないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。



★本製品の上に握て使用しないでください。

●本製品に体質をかけて使用すると安全装置が作動し、もみ至の回転が停止することがあります。また、皮膚や筋肉を痛めてしまうこともありますのでお止めください。

★ 模ごろんで使用しない



使用上の注意

★据みを我慢して続けるマッサージは お止めください。

課情で皮膚を痛めるおそれがあるため、なるべく素質。 では使用せず、タオルなどをあてがい使用してください もみ玉の刺激が強すするとをは、タオル書をあてかい 感動を顕微してください。

- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- ●構みを数値して競けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉質や 変調を書きるなど逆効果になります。
- 事構みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。



▲ 警告

- ▼ッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以よマッサージしないでください。
 身体へ必要以上の同議を与え、逆効果となる恐れがあります。
- ●アクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。けが幸事故の恐れがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に建ったり物を置いたりしないでください。機器の逮捕や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 展覧がする時、また、展りながらの便用はお让めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人能です。同時に2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

- お手入れ方法(本製品を長期にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに清掃・点検・保守を行ってください。)
- ●お手入れの前には、専用ACアグプターをコンセントから扱いてください。
- 書本製品を登網にわたり清潔・快濃にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。 また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうずめ液で拭き取ってください。この時、シンナー系や 強い離性の洗剤でのお手入ればお止めください、シミや最形の原因になります。

■保管および廃棄について

- ●子供の手の届くところに重かないでください。
- ●温度、温度の高いところや、直射圧光の当たるところに置かないでください。
- ●肩葉は必ず各自治体の超泳に従ってください。



故障かな?と思う前に下記の項目を一度チェックしてください。

当店舗後なお。実際が解決しない場合は、〒5年世界を中止し、東京防止のための子学館のカスタマーサービス製に掲載ください。 お聞い合わせは「カスタマーサービス製 **(10) 0) 20 -30-45] 5** 美計10:00~12:00, 13:00~14:00 (土・D・相関に書き機能と続く)

■製品性機 青田田甲目目

一 擧 的 名 專:家庭店園気マッサージ家

名: クッション マッサージ あぐり

: MCR8120 編

高麗福雄医斯福司 : 228AGBZX00102000

調助販売自事 :アルインコ株式会社

| 失政府高級而三昌江 | -- | -- | 住

生 票:中国

■ 邑 サイ X | W340xD236xi4110mm ■ 1 的 1.6kg(特用A32アダプケー含む) 糖 唯 注 ACTODY(50-BOHz)

定 格 湖 景 磨 力 11,5W(電過費 7W/電影图 4,5W)

1155

EZ. 黄 本 主 材 昨:ウレタン

ABS(アクリロニトリルプタジモンス

テレン兵動合合活動図)

4月前に、ポリエステル

WHIC7979-088 YJS020H-1201500J

B. アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル 画面 0120-30-4515

型付時間 10:00 → 12:00、13:00 ← 16:00 (土-日-収原B, 野牧仲瀬Bを駒ぐ)。

左認以外受付

FAX: 072-678-5410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお潤い合わせの 場合。回答に時間を要する場合が立ざい

ます。予めの子様ください。

MEM120 この資品の WLD ページはこちら

※故障や異常が発生した場合、まずは本書Pも「故障かな?と思う前に」をご確認ください。